

抗Pcgf1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bsm1

商品番号: CM0029948



前書き

ヒトPCGF1（NSPc1、RNF68）を対象としたウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを検出可能です。ポリコム複合体、転写抑制、クロマチンリモデリング、細胞増殖の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCGF1 Rabbit pAb
別名	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
対象種	ヒト
GeneID	84759
免疫原	ヒトPCGF1（NP_116062.2）のアミノ酸160～259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BSM1
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	氷袋梱包