


WbおよびElisa用抗Pcgf6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bye7

商品番号: CM0028360



前書き

ヒトPCGF6（MBLR/RNF134）、PRC1構成因子に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCGF6 Rabbit pAb
備考/別名	MBLR; RNF134; PCGF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84108
遺伝子ID	84108
免疫原	ヒトPCGF6（NP_001011663.1）のアミノ酸161-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYE7
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋