

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Pcif1ウサギモノクローナル抗体 - Q9H4Z3

商品番号: CM0006365



前書き

PCIF1に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン包埋）、免疫沈降、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。mRNAプロセッシングにおけるキャップメチル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] PCIF1 ウサギmAb
備考/別名	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
種	ヒト
遺伝子ID	63935
免疫原	ヒトPCIF1(NP_071387.1)のアミノ酸1〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4Z3
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	氷袋梱包