

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pcif1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H4Z3

商品番号: CM0018859



前書き

ヒトPCIF1（CAPAM）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。エピトランスクリプトミクスおよびmRNA キャップメチル化研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCIF1 ウサギ pAb
備考/別名	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63935
GeneID	63935
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPCIF1（NP_071387.1）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4Z3
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ