

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Pcif1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H4Z3

商品番号: CM0022997



前書き

ヒトmRNAキャップメチルトランスフェラーゼPCIF1 (CAPAM) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IP、ELISAでバリデーション済み。NP_071387.1のアミノ酸1~200を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCIF1ウサギpAb
備考/別名	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63935
GeneID	63935
免疫原	ヒトPCIF1 (NP_071387.1) のアミノ酸1~200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4Z3
タンパク質分子量	81kDa
配送	保冷バッグ