

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Pck1 モノクローナル抗体 (Pepck-C) - P35558

商品番号: CM0006904



前書き

ヒトPCK1 (PEPCK-C)
に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPCK1を検出し、糖新生および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCK1 ウサギ mAb
備考/別名	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
種	ヒト
遺伝子ID	5105
免疫原	ヒトPCK1 (NP_002582.3) のアミノ酸523-622に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35558
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷剤入り