

Pck1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P35558

商品番号: CM0020916



前書き

ヒトPCK1（PEPCK-C）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性PCK1を検出します。組換え免疫原（アミノ酸残基490-622）を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCK1 Rabbit pAb
別名	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5105
遺伝子ID	5105
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPCK1（NP_002582.3）のアミノ酸490-622に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35558
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤