

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pcm1 ウサギポリクローナル抗体 - Q15154

商品番号: CM0023211



前書き

ヒトPCM1に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスPCM1（約229 kDa）と反応し、N末端領域を標的とします。中心体と繊毛の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCM1 ウサギ pAb
備考/別名	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5108
GeneID	5108
免疫原	ヒトPCM1（NP_006188.4）のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15154
タンパク質分子量	229kDa
発送	保冷バッグ