


Anti-Pcmt1ポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ip, Elisa対応） - P22061

商品番号: CM0028966



前書き

ヒトPCMT1 (PIMT)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。タンパク質修復および老化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCMT1 Rabbit pAb
備考/別名	PIMT; PCMT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5110
GeneID	5110
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22061
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ