


Anti-Pcna Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

商品番号: CM0003877



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗PCNAウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、アフリカミドリザルと交差反応します。DNA複製および修復に与する29kDaの増殖細胞核抗原を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNA Rabbit mAb
備考/別名	ATLD2; PCNA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5111
GeneID	5111
免疫原	合成ペプチド：ヒトPCNA (NP_002583.1) のアミノ酸162-261領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、アフリカミドリザル
SWISS	P12004
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ