


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pcnaウサギポリクローナル抗体 - P12004

商品番号: CM0014020



前書き

PCNA (P12004) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA複製、修復、増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNAウサギpAb
備考／別名	ATLD2; PCNA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5111
遺伝子ID	5111
免疫原	ヒトPCNA (NP_002583.1) のアミノ酸162～261に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12004
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ