


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pcnaウサギポリクローナル抗体 - P12004

商品番号: CM0014716



前書き

ヒトPCNA（DNAスライディングクランプ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。DNA複製および修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNAウサギpAb
備考／別名	ATLD2; PCNA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5111
GeneID	5111
免疫原	合成ペプチド（ヒトPCNAのアミノ酸162～261、NP_002583.1）
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12004
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ