

Anti-Pcnt ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O95613

商品番号: CM0023653

前書き

ヒトPCNT（ペリセントリン）を標的とするこのウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、ELISAに適しています。ラットと交差反応性を示し、中心体および微小管研究に必須のツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNT Rabbit pAb
備考/別名	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5116
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95613
タンパク質分子量	378kDa
輸送方法	保冷剤