

Wb、Elisa用 抗Pcnx1ポリクローナル抗体 - Q96Rv3

商品番号: CM0020231

前書き

ヒトPCNX1（ペカネックス様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適用可能。免疫原：アミノ酸2250-2341内の合成ペプチド。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNX1 ウサギ pAb
備考/別名	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22990
GeneID	22990
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96RV3
タンパク質分子量	259kDa
配送	アイスバッグ