

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pcsk1ポリクローナル抗体 - P29120

商品番号: CM0018529



前書き

ヒトPCSK1 (Neuroendocrine convertase 1) を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プロホルモン処理および神経内分泌疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCSK1 Rabbit pAb
備考/別名	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5122
GeneID	5122
免疫原	ヒトPCSK1 (NP_000430.3) のアミノ酸28-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P29120
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスバッグ