

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pcsk9モノクローナル抗体 - Q8Nbp7

商品番号: CM0006871



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで使用可能な組換えヒトPCSK9ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスPCSK9を検出し、コレステロール恒常性の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCSK9 Rabbit mAb
備考/別名	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	255738
GeneID	255738
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPCSK9 (NP_777596.2) のアミノ酸31-692に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWSWISS	Q8NBP7
タンパク質分子量	20 kDa/74 kDa
配送	アイスパック