

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Pcsk9 ポリクローナル抗体 - Q8Nbp7

商品番号: CM0021782



前書き

ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、IP、ELISAに適したPCSK9に対するウサギポリクローナル抗体。コレステロール恒常性とLDLR分解の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCSK9 ウサギ pAb
備考/別名	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
種	ヒト
GeneID	255738
免疫原	ヒトPCSK9 (NP_777596.2)のアミノ酸31-692に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8NBP7
タンパク質分子量	20kDa/74kDa
発送	保冷バッグ