

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pcsk9ウサギポリクローナル抗体 - Q80W65

商品番号: CM0019325

前書き

マウスPCSK9（UniProt Q80W65）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コレステロール代謝およびLDL受容体分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PCSK9ウサギpAb
備考／別名	FH3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9
種	マウス
GeneID（ヒト）	100102
GeneID	100102
免疫原	マウスPCSK9（NP_705793.1）のアミノ酸35～694に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q80W65
タンパク質分子量	74 kDa
輸送	保冷バッグ