

Wb、Elisa用 Anti-Pcyt1A モノクローナル抗体 - P49585

商品番号: CM0004469

前書き

WBおよびELISA用 Anti-PCYT1A
ウサギモノクローナル抗体。ヒト検体で検証済み。この抗体は、ホスファチジルコリン合成の鍵酵素であるコリンホスフェートシチジルトランスフェラーゼAを標的とし、代謝疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCYT1A ウサギmAb
備考/別名	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5130
GeneID	5130
免疫原	合成ペプチド: ヒトPCYT1A (P49585)のアミノ酸268-367に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49585
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷剤