

WbおよびElisa用 Anti-Pcyt1A ポリクローナル抗体 - P49585

商品番号: CM0023970

前書き

WBおよびELISA用に検証済みの高品質なPCYT1Aウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスPCYT1Aに反応します。ホスファチジルコリン生合成研究および関連する代謝疾患に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCYT1A ウサギ pAb
備考/別名	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5130
遺伝子ID	5130
免疫原	合成ペプチド - ヒトPCYT1A (NP_001299602.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49585
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ