

Wb、Elisa用抗Pcyt2ポリクローナル抗体 - Q99447

商品番号: CM0015103



前書き

PCYT2ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性PCYT2を検出します。ホスファチジルエタノールアミン合成、膜生物学、神経変性疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PCYT2ウサギpAb
備考／別名	ET、SPG82、PCYT2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5833
遺伝子ID	5833
免疫原	ヒトPCYT2（NP_002852.1）の氨基酸1～389に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99447
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ