

抗Pd-1/Cd279 ポリクローナル抗体 Wb、If-P、Elisa対応 - Q02242

商品番号: CM0022636



前書き

阻害性免疫チェックポイント受容体であるマウスPD-1/CD279に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しており、T細胞寛容および腫瘍免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-1/CD279 ウサギpAb
備考・別名	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
種	マウス
遺伝子ID	18566 (マウス)
免疫原	マウスPD-1/CD279の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q02242
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	保冷剤