

抗Pd-1/Cd279 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - Q15116

商品番号: CM0018677



前書き

ヒトPD-1/CD279 (SWISS Q15116)

を対象としたウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。免疫腫瘍学研究およびIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-1/CD279 ウサギpAb
別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1; PD-1/CD279
反応種	ヒト、マウス、ラット
遺伝子ID	5133
免疫原	ヒトPD-1/CD279 (NP_005009.2) のアミノ酸205～259番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋