

抗Pd-L1/Cd274 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nzq7

商品番号: CM0005952



前書き

標識ウサギ抗ヒトPD-L1/CD274
モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒトに反応。免疫チェックポイント研究におけるPD-L1/PD-1経路の探索に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトPD-L1/CD274 mAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	29126
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
発送条件	保冷剤