

Wb、Elisa用抗Pd-L1/Cd274モノクローナル抗体 - Q9Nzq7

商品番号: CM0002284



前書き

ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。免疫チェックポイント調節、T細胞修飾、および腫瘍の免疫回避機構の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	29126
免疫原	ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋