

Anti-Pd-L1/Cd274 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa、阻害用） - Q9Nzq7

商品番号: CM0011158



前書き

組換えタンパク質を用いて作製したPD-L1/CD274ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA、および阻害アッセイに対応。ヒトPD-L1に特異的で、免疫チェックポイント研究およびがん免疫療法の研究において検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29126
遺伝子ID	29126
免疫原	ヒトPD-L1/CD274の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA, 阻害
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ