

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Pd-L1/Cd274 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzq7

商品番号: CM0022915



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗PD-L1/Cd274ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPD-L1を検出。がん免疫療法および免疫寛容研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-L1/Cd274 ウサギ pAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/Cd274
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	29126
免疫原	合成ペプチド ヒトPD-L1/Cd274 (NP_054862.1) のアミノ酸190-290に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ