

抗Pd-L2/Cd273/B7-Dc ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Wul5

商品番号: CM0022870



前書き

マウスPD-L2（CD273/B7-DC）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ラットと交差反応します。免疫寛容およびチェックポイント経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-L2/CD273/B7-DC ウサギpAb
備考/別名	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
種	マウス
GeneID (ヒト)	58205
GeneID	58205
免疫原	マウスPD-L2/CD273/B7-DCの組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9WUL5
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋