

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pdcウサギポリクローナル抗体 - P20941

商品番号: CM0025072

前書き

WB、IHC-P、ELISAにおいてフォスフェーシリン（28 kDa）を検出するための抗PDCウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。視覚的光変換および光受容体代謝研究にて検証済み。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDC ウサギ pAb
備考/別名	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5132
遺伝子ID	5132
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPDC（NP_002588.3）のアミノ酸1-246に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20941
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ