

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pdcd10 ポリクローナル抗体 - Q9Bul8

商品番号: CM0019634



前書き

ヒトPDCD10 (CCM3/TFAR15) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。STRIPAK複合体の構成要素であり、アポトーシス、血管新生、細胞遊走に関与。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD10 ウサギ pAb
備考/別名	CCM3, TFAR15, PDCD10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11235
GeneID	11235
免疫原	ヒトPDCD10のアミノ酸1-212に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_009148.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUL8
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷バッグ