


Anti-Pdcd4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q53El6

商品番号: CM0009443



前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーション向けのPDCD4 Rabbit mAb。ヒト、マウス、ラットのPDCD4（52 kDa）を認識します。これは翻訳阻害因子および腫瘍抑制因子です。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD4 Rabbit mAb
備考/別名	H731; PDCD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27250
GeneID	27250
免疫原	合成ペプチド - ヒトPDCD4 (Q53EL6) のアミノ酸370-469内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53EL6
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ