


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pdc4 ウサギポリクローナル抗体 - Q53El6

商品番号: CM0021069



前書き

ヒトPDCD4に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPDCD4を検出します。アポトーシス、翻訳制御、腫瘍抑制因子の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD4 Rabbit pAb
備考/別名	H731; PDCD4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27250
免疫原	ヒトPDCD4 (NP_055271.2) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53EL6
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	水袋