


Anti-Pdcd4 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q53El6

商品番号: CM0025121



前書き

ノックアウト（KO）検証済みのPDCD4ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAにおいてヒト/マウスPDCD4（SWISS Q53EL6、52kDa）を検出します。翻訳および腫瘍性転換を抑制する腫瘍抑制因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] PDCD4 Rabbit pAb
備考/別名	H731; D4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27250
遺伝子ID	27250
免疫原	ヒトPDCD4 (NP_055271.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q53EL6
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋