


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pdc5 ポリクローナル抗体 - O14737

商品番号: CM0024919



前書き

ヒトPDCD5 (TFAR19)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、幅広い種反応性（ヒト、マウス、ラット）を示します。アポトーシスおよびDNA損傷応答研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD5 ウサギ pAb
備考/別名	TFAR19; PDCD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9141
GeneID	9141
免疫原	ヒトPDCD5（アミノ酸1-125に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004699.1)）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14737
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ