


Wb、Elisa用 抗Pde10A ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y233

商品番号: CM0004398



前書き

ヒトPDE10Aを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。PDE10AはcAMP/cGMPシグナル伝達を調節し、線条体に高発現。神経科学およびシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE10A ウサギ mAb
備考 / 別名	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
種	ヒト
遺伝子ID	10846
免疫原	ヒトPDE10A (NP_006652.1) のアミノ酸439-779に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y233
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ