


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pde10A ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y233

商品番号: CM0022430



前書き

ヒトPDE10A（線条体cAMP/cGMPホスホジエステラーゼ、シグナル伝達に関与）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE10A ウサギ pAb
備考/別名	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10846
遺伝子ID	10846
免疫原	ヒトPDE10A (NP_001124162.1) のアミノ酸23-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y233
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷剤 (氷袋)