


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pde12ウサギポリクローナル抗体 - Q6L8Q7

商品番号: CM0020454



前書き

ヒトPDE12 (2',5'-ホスホジエステラーゼ12) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA用。マウスおよびラットと反応します。抗ウイルス性2-5Aシステムの制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PDE12ウサギpAb
備考／別名	2-PDE; 2'-PDE; PDE12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	201626
遺伝子ID	201626
免疫原	ヒトPDE12 (NP_001309106.1) の17～300アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6L8Q7
タンパク質分子量	67 kDa
輸送	保冷バッグ