

WbおよびElisa用抗Pde1Aポリクローナル抗体 - P54750

商品番号: CM0013188

前書き

PDE1A Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。サイクリックヌクレオチドシグナル伝達の重要な調節因子である、カルシウム/カルモジュリン依存性ホスホジエステラーゼ1Aを標的とします。心血管および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	PDE1A Rabbit pAb
備考/別名	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5136
GeneID	5136
免疫原	ヒトPDE1A (NP_005010.2) のアミノ酸446-545に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P54750
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋