


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pde1B ウサギポリクローナル抗体 - Q01064

商品番号: CM0022371



前書き

ヒトPDE1Bを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPDE1Bを検出するため、cAMP/cGMPシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE1B ウサギ pAb
備考/別名	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5153
GeneID	5153
免疫原	ヒトPDE1B (NP_000915.1) のアミノ酸190-536に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01064
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ