


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pde3Aポリクローナル抗体 - Q14432

商品番号: CM0023920



前書き

PDE3Aを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでヒト、マウス、ラットにおいて
検証済み。アポトーシスやcAMP/cGMPシグナル伝達
研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE3A Rabbit pAb
備考／別名	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5139
免疫原	ヒトPDE3A (NP_000912.3) のアミノ酸380～660に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14432
タンパク質分子量	125kDa
発送方法	保冷剤