

Wb、Ip、Elisa用 抗Pde3A ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Z0X4

商品番号: CM0029654

前書き

マウスPDE3Aに対するウサギポリクローナル抗体。組換えフラグメント（アミノ酸550-700）に対して作製。WB、IP、ELISAで検証済み。サイクリックヌクレオチドシグナリングとアポトーシスに関与するcGMP阻害型cAMPホスホジエステラーゼであるマウスPDE3Aに特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE3A ウサギ pAb
備考/別名	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
種	マウス
GeneID (ヒト)	5139
GeneID	54611
免疫原	マウスPDE3A (NP_061249.1) のアミノ酸550-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Z0X4
タンパク質分子量	125 kDa
輸送	保冷バッグ