


Wb、Elisa用 抗Pde3B ウサギ ポリクローナル抗体 - Q13370

商品番号: CM0025800



前書き

WBおよびELISAで検証済みのアフィニティ精製ウサギ抗PDE3Bポリクローナル抗体。血管新生と心機能に関与する二重特異性ホスホジエステラーゼであるヒトおよびマウスPDE3Bを検出します。研究用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE3B ウサギ pAb
備考/別名	HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5140
遺伝子ID	5140
免疫原	ヒトPDE3B (NP_000913.2) のアミノ酸400-660に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13370
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷バッグ