


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Pde4A ポリクローナル抗体 - P27815

商品番号: CM0019432



前書き

PDE4A (3',5'-環状AMPホスホジエステラーゼ4A) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。cAMPシグナル研究および薬剤スクリーニングに最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE4A ウサギ pAb
備考/別名	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5141
遺伝子ID	5141
免疫原	ヒトPDE4A (NP_001104777.1) のアミノ酸325-410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27815
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ