

Wb、Elisa用抗Pde4Bポリクローナル抗体 - Q07343

商品番号: CM0021243



前書き

ヒトPDE4B（DPDE4、PDEIVB）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。cAMPシグナル伝達研究や創薬研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE4B Rabbit pAb
備考/別名	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5142
免疫原	ヒトPDE4B (NP_002591.2) のアミノ酸636-736に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q07343
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋