

抗Pde4Cポリクローナル抗体 If/Icc、Elisa用途 - Q08493

商品番号: CM0017898



前書き

ヒトPDE4C（cAMP特異的ホスホジエステラーゼ4C）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットサンプルを用いたcAMPシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PDE4C ウサギ pAb
別名	DPDE1, PDE21, PDE4C
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5143
遺伝子ID	5143
免疫原	ヒトPDE4C (NP_000914.2) のアミノ酸638〜712番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q08493
タンパク質分子量	80kDa
輸送方法	保冷剤梱包