

Wb、Elisa用抗Pde4Dポリクローナル抗体 - Q08499

商品番号: CM0018722



前書き

ヒトPDE4D（cAMP特異的ホスホジエステラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。cAMPシグナル伝達および関連研究アプリケーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE4D Rabbit pAb
備考/別名	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5144
GeneID	5144
免疫原	ヒトPDE4D (NP_001184152.1) のアミノ酸249-518に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q08499
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスパック