

Wb、Elisa用 抗Pde4Dipポリクローナル抗体 - Q5Vu43

商品番号: CM0028988

前書き

ヒトPDE4DIP（Myomegalin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み；マウスと交差反応します。微小管ダイナミクス、心筋生物学、およびセントロソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE4DIP Rabbit pAb
備考/別名	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9659
遺伝子ID	9659
免疫原	ヒトPDE4DIP (NP_071754.3) のアミノ酸1-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q5VU43
タンパク質分子量	265kDa
配送	氷袋