

Wb、Elisa用 抗Pde5A ウサギポリクローナル抗体 - O76074

商品番号: CM0028106



前書き

PDE5A（cGMP特異的ホスホジエステラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済み。cGMPシグナル伝達および一酸化窒素経路の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE5A ウサギ pAb
備考/別名	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8654
GeneID	8654
免疫原	ヒトPDE5A (NP_001074.2) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76074
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ