

ウエスタンブロッティング（Wb）、Elisa用抗Pde6Aウサギポリクローナル抗体 - P16499

商品番号: CM0027185

前書き

WBおよびELISAに対応したウサギポリクローナルPDE6A抗体（PDEA, RP43）で、ヒト、マウス、ラットと反応します。視覚伝達および網膜色素変性症研究において、桿体cGMPホスホジエステラーゼαサブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE6A ウサギ pAb
備考／別名	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5145
遺伝子ID	5145
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16499
タンパク質分子量	100kDa
輸送	氷袋