

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pde6B ウサギポリクローナル抗体 - P35913

商品番号: CM0027841

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗PDE6Bウサギポリクローナル抗体。光転写における重要な酵素であるヒト、マウス、ラットのPDE6Bと反応します。視覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE6B ウサギ pAb
備考/別名	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5158
GeneID	5158
免疫原	ヒトPDE6B (NP_001138763.1) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35913
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ